



SNABBGUIDE

Lär känna din Tandem t:slim X2™ insulinpump
med Control-IQ™-teknologi

Innehåll

KOMMA IGÅNG

Ladda t:slim X2	3
Starta t:slim X2	3
Välj ditt språk	3
Låsa upp pumpskärmen	4
Redigera tid	4
Redigera datum	5
Stänga av pumpen	5

LÄR KÄNNA DIN t:slim X2

Symboler i skärmlåset	6
Symboler i startfönstret	7
Bolusskärm	8
Inställningar	9
Min pumpskärm	10
Control-IQ-teknologi	10
Control-IQ-skärm	12

VID CGM-ANVÄNDNING

Pumpens startfönster vid CGM-användning	13
Min CGM-skärm	14
Sensor och sändare	15
CGM-inställningar	16
Menyöversikt	17

SYMBOLER

Förklaring av systemsymboler	18
------------------------------	----

Förord

Den här snabbguiden ger en ögonblicklig översikt över nyckelfunktionerna för insulinpumpen Tandem t:slim X2™ och Dexcom® G6 CGM sensor och sändare. Pumpen kan användas med eller utan CGM-systemet.

- Se anvisningarna i användarhandboken för fullständig information om hur du använder din Tandem t:slim X2 insulinpump.
- Var noga med att läsa alla kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och annan säkerhetsinformation.
- Du kan använda och ta behandlingsbeslut på dina sensorvärden. Dexcom G6 är kalibreringsfri och mätningen påverkas inte av paracetamol. Om du använder Dexcom G6, kan du lägga till en följarfunktion, via appen Dexcom Follow.
- Om du har några frågor om ditt Tandem t:slim X2-system eller behöver hjälp ska du kontakta Rubin Medical.

Ladda t:slim X2

När du först tar emot din pump måste du koppla ihop den med en strömkälla innan den kan användas. Ladda pumpen tills batterinivåindikatorn högst upp till vänster på skärmen visar 100 % (första laddningen kan ta upp till 2,5 timmar). Pumpen drivs av ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri och du kan ladda samtidigt som du använder pumpen.

Starta t:slim X2

För att tända upp din pump trycker du på Start/Snabbolusknappen på pumpen en gång.

- ✓ Skärmen Skärmlås kommer att visas.

OBS: STÄNGA AV PUMPSKÄRMEN

Stäng av pumpskrmen genom att trycka på Start/Snabbolusknappen innan du lägger tillbaka pumpen i sitt fodral eller i en ficka. Placera alltid pumpskrmen bort från huden när den bärs under kläder.


Pumpen fortsätter att fungera normalt när skärmen inte är påslagen.

Välj ditt språk

Språkvalsskrmen visas när du låser upp pumpskrmen för första gången eller när du låser upp pumpskrmen efter att den varit helt strömlös. För att välja ditt språk:

1. Tryck på cirkeln bredvid språket du vill använda. Tryck på pil upp eller pil ner för att visa ytterligare språkval.



2. Tryck på  för att spara ditt val och fortsätta med programmeringen.

Låsa upp pumpskrärmen

Skärmen **Skärmlås** visas alltid när du slår på pumpen:

1. Tryck på Start/Snabbolusknappen.
2. Tryck på 1.
3. Tryck på 2.
4. Tryck på 3.

✓ Pumpskrärmen är nu upplåst. Den senaste skärmen som visades kommer att visas.

Du måste trycka **1-2-3** i följd för att låsa upp skärmen. Om du inte trycker 1-2-3 i följd kommer pumpen tvinga dig att trycka sifferföljden på nytt.


Redigera tid

Efter att ha startat t:slim X2™-pumpen för första gången ska tid och datum ställas in. Gå tillbaka till det här avsnittet om du behöver redigera tiden för resor i andra tidszoner eller bara vill justera sommar- eller vintertid.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Se ALLTID till att korrekt tid och datum är inställt i ditt system. Att inte ha korrekt tid och datum inställt kan påverka säker insulindosering.




1. Från startsidan trycker du på **INSTÄLLNINGAR**.
2. Tryck på **Nedåt-pilen**.
3. Tryck på **Enhetsinställningar**.
4. Tryck på **Tid och datum**.
5. Tryck på **Redigera tid**.
6. Tryck på **Tid**.

7. På knappsatsen på skärmen anger du timmar och minuter. Bekräfta och tryck på 

8. **Aktivera sedan 24-timmarstid.**

Tids- och datumredigeringar kommer inte att sparas förrän du trycker på 

Redigera datum

1. Från skärmen Tid och datum trycker du på **Redigera datum**.
2. Tryck på **Dag**. Använd knappsatsen på skärmen och ange aktuell dag. Bekräfta och tryck på 
3. Tryck på **Månad**.
4. Hitta och tryck på aktuell månad som visas till höger. Använd **Uppåt/Nedåt-pilarna** för att visa månader som inte visas.
5. Tryck på **År**.
6. Använd knappsatsen på skärmen och ange aktuellt år. Bekräfta och tryck på 
7. Bekräfta att korrekt datum är angivet och tryck på 
8. Tryck på **Tandem-logotypen** för att återgå till startsidan.


STÄNGA AV PUMPEN

För att stänga av pumpen helt inför förvaring eller lagring, eller i återställningssyfte:

1. Koppla pumpen till en strömkälla.
2. Tryck och håll inne **Start/Snabbolusknappen** i 30 sekunder.

Symboler i skärmlåset

- Tid- och datum:** Visar aktuell tid och aktuellt datum.
- Varningsikon:** Indikerar att en påminnelse, en varning eller ett larm är aktivt bakom låsskärmen.
- Batterinivå:** Visar hur mycket batteritid som återstår. Vid laddning kommer laddningsikonen (blix) att visas.
- 1-2-3:** Låser upp pumpskrärmen.
- Insulin i kroppen (IOB):** Mängd och återstående tid av aktivt insulin i kroppen. Återstående tid visas inte när Control-IQ™ är aktiv.
- Ikon för aktiv bolus:** Indikerar att en bolus är aktiv.
- Status:** Visar aktuella systeminställningar och insulindoseringsstatus.
- Insulinnivå:** Visar aktuell mängd insulin i reservoaren.
- Tandem-logotypen:** Återgår till startsidan.




Symboler i startfönstret



1. **Batterinivå:** Visar hur mycket batteritid som återstår. Vid laddning kommer laddnings-ikonen (blix) att visas.
2. **USB-port:** Anslut för att ladda ditt t:slim X2™-pumpbatteri. Stäng skyddet när den inte är i bruk.
3. **Bolus:** Programmera och dosera en bolus (måltidsdos).
4. **Inställningar:** Stoppa/återuppta insulindosering, hantera pump- och CGM-inställningar, starta/stoppa aktivitetsprofiler, ladda en reservoar och visa historik.
5. **Insulin i kroppen (IOB):** Mängd och återstående tid av aktivt insulin i kroppen. Återstående tid visas inte när Control-IQ är aktiv.
6. **Tid- och datum:** Visar aktuell tid och aktuellt datum.
7. **Status:** Visar aktuella system-inställningar och insulindoserings-status.


8. **Insulinnivå:** Visar aktuell mängd insulin i reservoaren.
9. **Tandem-logotypen:** Återgår till startsidan.
10. **Reservoarslang:** En slang som är ansluten till reservoaren.
11. **Slangkoppling:** Ansluter reservoarslangen till infusionssettslangen.

12. **Start/Snabbolusknappen:** Slår på eller av pumpskärmen eller programmerar en snabbolus (om aktiverad).
13. **LED-indikator:** Tänds när den kopplas ihop med strömförsörjning och indikerar att den fungerar som den ska.




Bolusskärm

1.  Återgår till startsidan. Det är viktigt att du använder pilen för att gå ur bolusmenyn om du inte ska dosera en bolusdos.
2. **Kolhydrater:** Ange gram kolhydrater för att använda kalkylatorn för beräkning.
3. **Enheter:** Visar totalt beräknade enheter. Tryck för att ange en bolus eller ändra (åsidosätt) ett beräknat bolusförslag.
4. **Visa beräkning:** Visar hur insulin-dosen beräknades med aktuella inställningar.
5. **Lägg till BG:** Ange blodglukosvärde. Om du har en aktiv CGM-session med Control-IQ aktiverad och CGM-värde och trendpil finns tillgängliga fylls detta värde i automatiskt.
6.  Flyttar dig till nästa steg.
7. **Insulin:** Ange insulinenheter. Används när kolhydratsfunktionen ej är aktiverad, och dosering görs manuellt.



Inställningar

Menyer i INSTÄLLNINGAR.


1.  Återgår till startsidan.
2. **Stoppa insulin:** Stoppa insulin-dosering. Om insulin-dosering stoppas kommer ÅTERUPPTA att visas.
3. **Ladda:** Byt reservoar, Fyll slang, Fyll nål och Bytespåminnelse.
4. **Aktivitetsprofil:** Aktiverar träning, sömn och programmerar sömnscheman och tempbasal.
5. **Min pump:** Personliga profiler, Control-IQ, varningsinställning, pumpinställningar och pump-information.
6. **Uppåt/nedåt-pilen:** Indikerar att det finns mer information.
7. **Min CGM:** Starta/stoppa sensor, kalibrera CGM, CGM-varningar, sändar-ID och CGM-info.
8. **Ehetsinställningar:** Displayinställningar, Bluetooth-inställningar, tid och datum, ljudvolym och säkerhets-PIN.
9. **Historik:** Visar historiska loggar över pump- och CGM-händelser.



MER INFORMATION

För information om hur du **laddar din reservoar** se **kapitel 6** i bruksanvisningen och för att se hur du programmerar dina **Personliga profiler** (basaldos m.m.) se **kapitel 5**.

Min pumpskärm

1.  Återgår till startsidan.
2. **Personliga profiler:** En grupp inställningar som fastställer basal- och bolusdosering.
3. **Control-IQ:** Slå på/av Control-IQ-teknologi och ange nödvändiga värden.



4. **Varningsinställningar:** Anpassa pumppåminnelser och varningar.
5. **Pumpinfo:** Visar pumpserienummer, kontaktinformation till kundsupport, webbplats och annan teknisk information.

Control-IQ-teknologi

Fem enkla regler

Control-IQ-teknologin är en algoritm som justerar insulin doseringen automatiskt efter vad sensorvärdet förutses vara om 30 minuter. Algoritmen är designad för att du ska få mer tid med glukosnivåer inom målområdet 3,9-10 mmol/l. Doseringen justeras efter fem enkla regler (Se tabell 1 till höger).






Om Control-IQ har pausat insulin doseringen kommer den att återupptas när Control-IQ förutser att sensorvärdet kommer vara över 3,9 mmol/l 30 minuter framåt i tiden.

Ikoner för Control-IQ

Ikoner på skärmen i din Tandem t:slim X2 visar i realtid hur insulinpumpen anpassar insulin doseringen beroende på dina sensorvärden och inställningar i din Personliga profil (Se tabell 2 till höger).

Fem enkla regler







tabell 1

	Doserar	Automatiskt korrektionsdos om sensorvärdet förutses vara 10,0 mmol/l eller högre om 30 min (ej sömnprofilen)
	Ökar	Basaldoseringen ökar om sensorvärdet förutses vara 8,9 mmol/l eller högre om 30 min
	Bibehåller	Använder programmerad personlig basaldosering
	Minskar	Basaldoseringen minskar om sensorvärdet förutses vara 6,25 mmol/l eller lägre om 30 min
	Pausar	Basaldoseringen pausar om sensorvärdet förutses vara 3,9 mmol/l eller lägre om 30 min

Ikoner för Control-IQ

tabell 2

Symbol	Betydelse
	Control-IQ-teknologi är aktiverad men ökar eller minskar inte aktivt basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi ökar basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi minskar basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi har pausat basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi doserar en automatisk korrektionsbolus
	Sömnprofilen är aktiverad

Symbol	Betydelse
	Basaldos är programmerad och doseras
	Control-IQ-teknologi ökar basaldoseringen
	Control-IQ-teknologi minskar basaldoseringen
	Basaldoseringen är pausad och en basaldos på 0 E/tim är aktiv
	Control-IQ-teknologi doserar en automatisk korrektionsbolus
	Träningsprofilen är aktiverad

Control-IQ-skärm

1. **Control-IQ-teknologi på/av:** Slår på eller av Control-IQ-teknologi.
2. **Vikt:** Visar din aktuella vikt. Det här värdet anges manuellt på sifferknappsatsen. Vikten ska vara representativt för det du väger när du startar systemet och justeras regelbundet. Det lägsta värdet för vikt är 25 kg.
3. **Totalt dagligt insulin:** Visar ditt aktuella totala dagliga insulin i enheter. Antal enheter anges manuellt på sifferknappsatsen. Om du inte känner till ditt totala dagliga insulin (TDI), tala med din vårdgivare för att få hjälp med det. Minsta värdet för TDI är 10 E.

OBS: Control-IQ är inaktiverad som standard

För att Control-IQ ska kunna aktiveras måste vikt och totalt dagligt insulin anges. Vikt som kan anges är 25-140 kg och totalt dagligt insulin som kan anges är 10-100 E. Om det är första gången som du använder din pump med Control-IQ-teknologi, måste du ha en sensorperiod aktiv innan du använder Control-IQ-teknologin.

OBS:

När Control-IQ-teknologin är aktiverad är IOB (Insulin i kroppen) låst på 5 timmar och blodsockermålet (för beräkning av alla typer av bolusdoser) är låst till 6,1 mmol/l. Tänk också på att du fortsatt måste ge manuella måltidsdoser.




Pumpens startfönster vid CGM-användning

1. **Antenn:** Indikerar kommunikationsstatus mellan pumpen och sändaren.
2. **Inställning för varning Högt glukos.**
3. **Målintervall för glukos.**
4. **Inställning för varning Lågt glukos.**
5. **Trendgraf över dina sensorvärden.**
6. **Den senaste 5-minutersglukosavläsningen.**
7. **Trendpil:** Indikerar förändringens riktning och hastighet.
8. **Trendgraftid (TIMMAR):** 1-, 3-, 6-, 12- och 24-timmarsvisningar är tillgängliga.
9. **Insulin i kroppen (IOB):** Mängd och återstående tid av aktivt insulin i kroppen. Återstående tid visas inte när Control-IQ™ är aktiv.
10. **Diamantikon:** Visar status för Control-IQ.

11. **Control-IQ status för Aktivitetsprofil:** Indikerar att en aktivitetsprofil har aktiverats. Antingen sömn eller träning.

12. **Skuggning i CGM-graf:** Röd skuggning indikerar att basaldosen är eller var pausad av Control-IQ-teknologin för den visade perioden.

Utan Control-IQ-teknologi



Med Control-IQ-teknologi



Min CGM-skärm


Min CGM hittar du under
INSTÄLLNINGAR.

1. **Starta sensor:** Startar en CGM-session. Om sensorn är aktiv visas STOPPA SENSOR.
2. **Kalibrera CGM:** Ange ett blodsockervärde för kalibrering. Bara när en sensor-session är aktiv.
3. **CGM-varningar:** Anpassa CGM-varningar.
4. **Sändar-ID:** Ange sändar-ID.
5. **CGM-info:** Se CGM-informationen.




SMART FUNKTION

För att visa CGM-information
i helskärm:
Från startsidan trycker du var
som helst på CGM-trendgrafen.



Tryck på ikonen "minimera" för
att återgå till normal skärmbild.



Sensor och sändare

Sensorn är en engångsprodukt som placeras under huden för att kontinuerligt mäta glukosnivåer i upp till 10 dagar. Sensorn mäter glukos i vätskan under huden – inte i blodet, och sensorns avläsningar är inte identiska med avläsningarna från en blodglukosmätare. Om du inte anger en sensor-kod när du startar sensor-sessionen, kommer systemet att påminna dig att kalibrera regelbundet för att tillhandahålla exakt information.

Sändaren som knäpps fast på sensorplattan skickar din glukosinformation trådlöst till dina skärmenheter – pumpen och/eller smart enhet. Om du har en ny sändare ska du bara öppna förpackningen när du är redo för att använda den.



SÄNDARFUNKTIONER:

- **Återanvändbar**
 - Kassera inte efter sensor-session.
 - Bara för dig. Dela inte sändaren med någon annan.
- **Vattentålig**
- **Räckvidden för att överföra data till din skärmenhet är maximalt 6 meter**
- **Batteriet varar i 90 dagar**
 - Pumpen eller smartenheten meddelar dig när batteritiden börjar ta slut.
- **Serienummer står på undersidan**

Sändarbatteriet varar i 90 dagar. När du ser Varning lågt sändarbatteri ska du byta ut sändaren så fort som möjligt. Ditt sändarbatteri kan ta slut så snabbt som 7 dagar efter att varningen inträffar. Återstår det mindre än 6 dagar på sändarens batteri kommer en session inte att kunna startas.



CGM-inställningar

Ange ditt sändar-ID



För att aktivera BLE-kommunikation behöver du ange sändarens unika ID-nummer i din pump. När sändarens ID har angetts i din pump kan de två enheterna parkopplas vilket gör att dina sensorglukosavläsningar kan visas på din t:slim X2™-pump.

Om du behöver ersätta din sändare måste du ange den nya sändarens ID-nummer i din pump. Om du behöver ersätta din pump måste du återigen ange sändarens ID-nummer i din pump.

1. Ta ur sändaren från förpackningen.
2. Från startsidan trycker du på **INSTÄLLNINGAR**.
3. Tryck på **Nedåt-pilen**.
4. Tryck på **Min CGM**.
5. Tryck på **Sändar-ID**.
6. Använd knappsatsen på skärmen och ange sändarens unika ID-nummer.


Sändar-ID står på undersidan (plan yta) av din sändare.

Bokstäverna I, O, V och Z används inte i sändarens ID-nummer och ska inte anges. Om en av dessa bokstäver har angetts kommer du meddelas att ett ogiltigt ID-nummer angetts och du kommer att ombes ange ett giltigt ID-nummer.

7. Tryck på 
8. För att se till att korrekt sändar-ID är angett kommer du ombes att ange det en andra gång.
9. Upprepa steg 6 ovan och tryck sedan på 

Om sändarens ID-nummer som du har angett inte stämmer överens kommer du ombes att starta processen igen.


När överensstämmande värden har angetts kommer du att återgå till skärmen **Min CGM** och sändarens ID-nummer som du angav kommer att vara markerat i gult.

10. Tryck på 

CGM-INFORMATION










För information om hur du programmerar **personliga CGM-inställningar** se **kapitel 21** i användarhandboken. För att se **hur man applicerar sensor och sändare** se **Dexcoms hemsida**.






Menyöversikt Tandem t:slim X2 insulinpump med Control-IQ-teknologi





















Förklaring av systemsymboler

Följande symboler kan visas på din t:slim X2™-pumpskärm:

Symbol	Betydelse
	Mängden laddning kvar i pumpens batteri.
	CGM-sensorsessionen är aktiv och sändaren kommunicerar med pumpen.
	CGM-sensorsessionen är aktiv men sändaren kommunicerar inte med pumpen.
	CGM-kalibrering krävs.
	En systempåminnelse, varning, ett fel eller ett larm är aktivt.
	Basalinsulin är programmerad och doseras.
	Acceptera-knappen. Tryck för att fortsätta till nästa skärm eller för att svara ja på ett meddelande på pumpskärmen.
	Spara-knappen. Tryck för att spara inställningarna på skärmen.
	Plusknapp. Tryck för att lägga till ett nytt objekt.

Symbol	Betydelse
	Mängden insulin kvar i reservoaren.
	En temporär basaldos är aktiv.
	En basaldosering på 0E/timme är aktiv.
	En temporär basaldos på 0E/timme är aktiv.
	En bolus doseras.
	All insulindosering har stoppats.
	Avbryt-knappen. Tryck för att avbryta aktuell åtgärd.
	Avvisa-knappen. Tryck för att stänga skärmen eller svara nej på ett meddelande på pumpskärmen.
	Tillbaka-knappen. Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm.

Symbol	Betydelse
	CGM-sensorsessionen är aktiv men sändaren kommunicerar inte med pumpen.
	CGM-sensorn fungerar inte.
	CGM-sensorsessionen har slutat.
	Vänta i 15 minuter, kalibreringsfel.
	Uppstartkalibrering krävs (2 BG-värden).
	Ytterligare uppstartkalibrering krävs.
	CGM-kalibrering krävs.
	Okänd sensoravläsning.
	Sändarfel.
	Sensoruppstart, 0-30 minuter.
	Sensoruppstart, 31-60 minuter.

Symbol	Betydelse
	Sensoruppstart, 61-90 minuter.
	Sensoruppstart, 91-119 minuter.
	Radera-knappen. Tryck för att radera tecken eller siffror på en knappsats.
	Aktuell inställning är aktiverad.
	Total-knappen. Tryck för att sammanställa värden på en knappsats.
	Aktuell inställning är avstängd.
	Mellanslag. Tryck för att skriva mellanslag.
	Säkerhets-PIN har aktiverats.
	Bluetooth®.

MER INFORMATION

För information kring **trempilar** se sidan 210 i bruksanvisningen.

Ansvarsfull användning av Control-IQ-teknologi

Control-IQ™-teknologin förhindrar inte alla höga och låga glukosvärden och ersätter inte måltidsbolus eller aktiv egenvård av diabetes. Om användarens CGM inte fungerar korrekt eller inte kan kommunicera med pumpen kan Control-IQ-teknologin inte förutsäga sensorvärden eller justera insulin doseringen. Patienter (användare) bör instrueras att alltid uppmärksamma symptom och blodsockernivåer och behandla därefter. Vänligen besök tandemdiabetes.com/tslimX2-use för mer information.

Viktig säkerhetsinformation: Varning: I USA begränsar lagen (Federal law) försäljning av eller beställning av t:slim X2™ insulinpump med Control-IQ-teknologi till enbart läkare. t:slim X2 med Control-IQ-teknologi är avsedd för att användas av en enskild patient. Pumpen och Control-IQ-teknologin är indicerad för användning med Novorapid eller Humalog U-100-insulin. Insulinpumpen t:slim X2 är kompatibel med olika teknologier, det är en ACE-pump (alternate controlled enabled) och den är avsedd för subkutan tillförsel av insulin, med inställda och variabla basalhastigheter, för hantering av diabetes mellitus hos personer som behöver insulin. Pumpen kommunicerar pålitligt och säkert med kompatibla, digitalt anslutna enheter, inklusive automatiserad insulin doseringsprogramvara. Den tar emot och bekräftar kommandon från dessa enheter. Control-IQ-teknologin är avsedd att användas med en kompatibel integrerad kontinuerlig glukosmonitor (iCGM, såld separat) och ACE-pump för att automatiskt öka, minska och avbryta dosering av basalt insulin baserat på iCGM-avläsningar och förutsedda glukosvärden så kallade sensorvärden. Systemet kan också leverera korrektionsbolus när sensorvärdet förutses överskrida ett fördefinierat värde. Control-IQ-teknologin är avsedd för hantering av typ 1-diabetes mellitus hos personer som är 6 år eller äldre.

WARNING: Control-IQ-teknologin ska inte användas av personer under sex år. Det ska inte heller användas till patienter som använder mindre än 10 enheter insulin per dygn eller som väger mindre än 25 kilo.

Användning av Control-IQ-teknologi är inte indicerad för gravida kvinnor, personer som är i dialys eller kritiskt sjuka patienter. Användare av insulinpumpen t:slim X2 med Control-IQ-teknologi måste använda pumpen med CGM delen och alla andra systemkomponenter i enlighet med deras respektive bruksanvisning. De måste testa blodsocker enligt vårdgivarens rekommendationer och kunna räkna kolhydrater, upprätthålla tillräcklig egenvård för sin diabetes samt träffa sin vårdgivare regelbundet. Användaren ska ha tillräcklig syn och/eller hörsel för att kunna uppfatta och använda alla pumpfunktioner, inklusive varningar, larm samt påminnelser. Före MR, CT eller diatermi måste t:slim X2-pumpen, sändare och sensorn tas av. För ytterligare viktig säkerhetsinformation, besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo.

Vi på Rubin Medical är specialister på diabetes typ 1 och vårt mål är att vara det tryggaste valet inom diabetesvård. Vårt erbjudande är förstklassiga diabeteshjälpmedel och tillbehör i kombination med bästa möjliga kundservice och vi utvecklar kontinuerligt vårt sortiment för att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård. Mer om diabetes och om alla våra produkter hittar du på vår webbplats.

För senaste nytt, bli en del av vår community på facebook.com/rubinmedical

Kundsupport vardagar 8–16.30: **040-15 54 80**
Övrig tid support vid tekniska pumpfel: **044-330 220**

www.rubinmedical.se