



Tandem **infusjonssett**

Et komfortabelt infusjonssett er viktig. Her finner du et stort utvalg av ulike infusjonssett til t:slim X2 fra Tandem som er tilpasset for brukerens behov og forutsetninger.



Nå med **t:lock kobling**

Den nye t:lock koblingen er designet for å gi en mer effektiv fylling av slangen. Den nye designen:




Reduserer tid som trengs for å fylle slangen med 30 sekunder.




Reduserer mengden insulin som går med til å fylle slangen med 4,4 enheter.

KOBLINGER I SNITT



KOBLING OG DIAMETER



Finn rett infusjonssett

Å finne rett infusjonssett er viktig for at pumpebehandlingen skal fungere optimalt. Derfor har vi mange forskjellige alternativer tilgjengelig.



AutoSoft™ 90

Komplett infusjonssett med integrert inserter og myk og rett kanyle

AutoSoft™ 90 er vårt mest populære alt i ett sett. Den myke rette kanylen med integrert inserter gjør appliseringen rask og enkel, til og med på steder det kan være vanskelig å nå. AutoSoft™ 90 finnes i blå, rosa og grå.


- Vendbar kobling gjør påkobling enkel
- Påkobling er enkelt på grunn av det store grepområdet

	Artikkelnummer	Kanylengde	Slangelengde	Kanylevolum	Antall i forpakning
GRÅ	1002817	6 mm	60 cm	0.3E	10
	1002818	6 mm	110 cm	0.3E	10
	1002819	9 mm	60 cm	0.5E	10
	1002820	9 mm	110 cm	0.5E	10
ROSA	1002821	6 mm	60 cm	0.3E	10
BLÅ	1002823	6 mm	60 cm	0.3E	10



90°
Myk

Integrert inserter



AutoSoft™ 30

Komplett infusjonssett med integrert inserter og vinklet myk kanyle

AutoSoft™ 30 er et vinklet infusjonssett med integrert inserter. Inserteren gjør den enkel å applisere og sikre at vinkelen er 30 grader. Den har en lav profil som gjør den diskret og den vendbare koblingen gjør tilkobling rask og enkel.

- Gjennomsiktig vindu for visuell inspeksjon av stikkstedet.
- Favoritt hos personer med lite underhuds fett.

Artikkelnummer	Kanylengde	Slangelengde	Kanylevolum	Antall i forpakning
1002825	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002826	13 mm	110 cm	0.7E	10




VariSoft™

Infusjonssett med vinklet myk kanyle

VarisSoft™ er samme infusjonssett som AutoSoft™ 30 men med manuell applisering uten inserter. Det gir brukeren mulighet til å velge appliseringsvinkel (20-45 grader).

Artikkelnummer	Kanylengde	Slangelengde	Kanylevolum	Antall i forpakning
1002827	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002829	13 mm	110 cm	0.7E	10
1002830	17 mm	60 cm	0.7E	10
1002832	17 mm	110 cm	0.7E	10



TruSteel™

Infusjonssett med rett stålkanyle

TruSteel™ har en veldig tynn og rett stålnål (29 G). Dette infusjonssettet er utviklet for de som ønsker påliteligheten i et stålsett men ikke vil bytte bort bekvemmelighet. Koblingen er på et eget festepunkt som gir ekstra beskyttelse mot at nålen skal dras ut. TruSteel™ er enkelt og sikkert og et bra valg for de som reagerer mot plastkanyler.

Artikkelnummer	Kanylengde	Slangelengde	Kanylevolum	Antall i forpakning
1002833	6 mm	60 cm	0E	10
1002835	8 mm	60 cm	0E	10

Finn den gamle favoritten

Om en tidligere Animas Vibe bruker har brukt et infusjonssett som har fungert bra, så kan du finne tilsvarende infusjonssett fra Tandem i listen under. I de fleste tilfeller er settene identiske og det som skiller dem er varemerke og koblingen til reservoaret.

Artikkelnummer	Infusjonssett Tandem	Infusjonssett Animas
1002817	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Grå	100-410-00 Animas Inset II 6/60cm, Grå
1002818	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/110 cm, t:lock, Grå	100-412-00 Animas Inset II 6/110cm, Grå
1002819	Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Grå	100-411-00 Animas Inset II 9/60cm, Grå
1002820	Tandem AutoSoft 90, 9 mm/110 cm, t:lock, Grå	100-413-00 Animas Inset II 9/110cm, Grå
1002821	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Rosa	100-410-02 Animas Inset II 6/60cm, Rosa
1002823	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Blå	100-410-01 Animas Inset II 6/60cm, Blå
1002825	Tandem AutoSoft 30, 13 mm/60 cm, t:lock	100-396-00 Animas Inset 30 13/60cm, Grå
1002826	Tandem AutoSoft 30, 13 mm/110 cm, t:lock	100-396-03 Animas Inset 30 13/110cm, Grå
1002827	Tandem VariSoft, 13 mm/60 cm, t:lock	100-240-01 Animas Set Comfort Short 60cm
1002829	Tandem VariSoft, 13 mm/110 cm, t:lock	100-240-03 Animas Set Comfort Short 110cm
1002830	Tandem VariSoft, 17 mm/60 cm, t:lock	100-006-01 Animas Set Comfort 60cm
1002832	Tandem VariSoft, 17 mm/110 cm, t:lock	100-006-00 Animas Set Comfort 110cm
1002833	Tandem TruSteel, 6 mm/60 cm, t:lock	100-905-00 Animas Contact-D 6/60cm
1002835	Tandem TruSteel, 8 mm/60 cm, t:lock	100-905-01 Animas Contact-D 8/60cm

Det tryggeste valget innen diabetesbehandling

I Rubin Medical er vi spesialister på diabetes type 1 og vårt mål er å være det tryggeste valget innen diabetesbehandling. Mer om diabetes og alle våre produkter finner du på vår hjemmeside.

For siste nytt, bli en del av vårt samfunn på

[facebook.com/rubinmedicalnorge](https://www.facebook.com/rubinmedicalnorge)

Support telefon: 480 80 831

www.rubinmedical.no