



Tandem infusionsset
 Ett bekvämt infusionsset är viktigt.
 Här hittar du ett stort urval av olika
 infusionsset till Tandems insulinpump,
 anpassade för användarens behov
 och förutsättningar.



Nu med t:lock-koppling

Den nya t:lock-kopplingen är designad för att ge en effektivare hantering när man fyller slangen. Den nya designen:




*minskar den tid som krävs
 för att fylla slangen med
 30 sekunder*




*reducerar den mängd insulin
 som går åt för att fylla slangen
 med 4,4 enheter*

KOPPLINGAR I GENOMSKÄRNING



KOPPLING OCH INNERDIAMETER



Hitta rätt infusionsset

Att hitta rätt infusionsset är viktigt för att pumpbehandlingen ska fungera på ett optimalt sätt. Därför erbjuder vi många olika alternativ.



AutoSoft™ 90

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, rak kanyl

AutoSoft 90 är vårt populäraste allt-i-ett set. Den mjuka raka kanylen med integrerad inserter gör enhandsapplicering snabb och enkel även där det kan vara svårt att nå. AutoSoft 90 finns i blått, rosa och grått.

- Vändbar koppling gör återanslutning enkel
- Frånkoppling underlättas tack vare anslutningens stora greppområde

| | Artikelnummer | Apotekets varunummer | Kanyllängd | Slanglängd | Kanylvolym | Antal/förp |
|------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| GRÅ | 1002817 | 739060 | 6 mm | 60 cm | 0.3E | 10 |
| | 1002818 | 739061 | 6 mm | 110 cm | 0.3E | 10 |
| | 1002819 | 739062 | 9 mm | 60 cm | 0.5E | 10 |
| | 1002820 | 739063 | 9 mm | 110 cm | 0.5E | 10 |
| ROSA | 1002821 | 739066 | 6 mm | 60 cm | 0.3E | 10 |
| | 1002822 | 739067 | 9 mm | 60 cm | 0.5E | 10 |
| BLÅ | 1002823 | 739064 | 6 mm | 60 cm | 0.3E | 10 |
| | 1002824 | 739065 | 9 mm | 60 cm | 0.5E | 10 |



Integrerad inserter



AutoSoft™ 30

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, vinklad kanyl

AutoSoft 30 är ett vinklat infusionsset med integrerad inserter. Insertern gör den enkel att applicera och säkerställer 30 graders vinkel. Den har en låg profil som gör den diskret och den vändbara kopplingen gör återanslutning snabb och enkel.

- Genomsiktigt fönster för visuell inspektion av stickstället
- Favorit hos personer med ett tunt lager underhudsfett

| Artikel-nummer | Apotekets varunummer | Kanyllängd | Slanglängd | Kanylvolym | Antal/förp |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1002825 | 739070 | 13 mm | 60 cm | 0.7E | 10 |
| 1002826 | 739071 | 13 mm | 110 cm | 0.7E | 10 |




VariSoft™

Infusionsset med mjuk, vinklad kanyl

VariSoft är samma infusionsset som AutoSoft 30 men med manuell applicering utan inserter. Det ger användaren möjlighet att välja appliceringsvinkel (20-45 grader).

| Artikel-nummer | Apotekets varunummer | Kanyllängd | Slanglängd | Kanylvolym | Antal/förp |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1002827 | 739074 | 13 mm | 60 cm | 0.7E | 10 |
| 1002829 | 739075 | 13 mm | 110 cm | 0.7E | 10 |
| 1002830 | 739072 | 17 mm | 60 cm | 0.7E | 10 |
| 1002832 | 739073 | 17 mm | 110 cm | 0.7E | 10 |



TruSteel™

Infusionsset med rak stålkanyl

TruSteel har en mycket tunn och rak stålnål (29 G). Detta infusionsset är utvecklat för dig som föredrar pålitligheten i ett stålset men inte vill kompromissa med bekvämligheten. Skarvkoppling fäst på en extra självhäftande fästpunkt som ger ett extra skydd mot att nålen oavsiktligt dras ut. TruSteel är enkelt och säkert och ett bra val för dig som reagerar mot plastkanyler.

| Artikel-nummer | Apotekets varunummer | Kanyllängd | Slanglängd | Kanylvolym | Antal/förp |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1002833 | 739076 | 6 mm | 60 cm | 0E | 10 |
| 1002835 | 739077 | 8 mm | 60 cm | 0E | 10 |

Hitta den gamla favoriten

Om en tidigare Animasanvändare har använt ett infusionsset som fungerat bra så hittar du motsvarande infusionsset till Tandempumpen i listan nedan. I de flesta fall är seten identiska och bara varumärket och kopplingen till reservoaren skiljer dem åt.

| Artikel-nummer | Apotekets varunummer | Infusionsset Tandem | Infusionsset Animas |
|----------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| 1002817 | 739060 | Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Grå | 205425 Animas Inset II 6/60cm, Grå |
| 1002818 | 739061 | Tandem AutoSoft 90, 6 mm/110 cm, t:lock, Grå | 205426 Animas Inset II 6/110cm, Grå |
| 1002819 | 739062 | Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Grå | 205428 Animas Inset II 9/60cm, Grå |
| 1002820 | 739063 | Tandem AutoSoft 90, 9 mm/110 cm, t:lock, Grå | 205429 Animas Inset II 9/110cm, Grå |
| 1002821 | 739066 | Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Rosa | 205421 Animas Inset II 6/60cm, Rosa |
| 1002822 | 739067 | Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Rosa | 205423 Animas Inset II 9/60cm, Rosa |
| 1002823 | 739064 | Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Blå | 205416 Animas Inset II 6/60cm, Blå |
| 1002824 | 739065 | Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Blå | 205418 Animas Inset II 9/60cm, Blå |
| 1002825 | 739070 | Tandem AutoSoft 30, 13 mm/60 cm, t:lock | 220196 Animas Inset 30 13/60cm, Grå |
| 1002826 | 739071 | Tandem AutoSoft 30, 13 mm/110 cm, t:lock | 220197 Animas Inset 30 13/110cm, Grå |
| 1002827 | 739074 | Tandem VariSoft, 13 mm/60 cm, t:lock | 203965 Animas Set Comfort Short 60cm |
| 1002829 | 739075 | Tandem VariSoft, 13 mm/110 cm, t:lock | 203966 Animas Set Comfort Short 110cm |
| 1002830 | 739072 | Tandem VariSoft, 17 mm/60 cm, t:lock | 202014 Animas Set Comfort 60cm |
| 1002832 | 739073 | Tandem VariSoft, 17 mm/110 cm, t:lock | 202015 Animas Set Comfort 110cm |
| 1002833 | 739076 | Tandem TruSteel, 6 mm/60 cm, t:lock | 220187 Animas Contact-D 6/60cm |
| 1002835 | 739077 | Tandem TruSteel, 8 mm/60 cm, t:lock | 220189 Animas Contact-D 8/60cm |
| | | - | 220193 Animas Inset 30 13/60cm, Blå |
| | | - | 220195 Animas Inset 30 13/60cm, Rosa |

Det tryggaste valet inom diabetesvård

Vi på Rubin Medical är specialister på diabetes typ 1 och vårt mål är att vara det tryggaste valet inom diabetesvård. Mer om diabetes och om alla våra produkter hittar du på vår webbplats.

För senaste nytt, bli en del av vår community på [facebook.com/rubinmedical](https://www.facebook.com/rubinmedical)

Kundsupport vardagar 8–17: **040-15 54 80**

Teknisk pumpsupport övrig tid: **044-330 220**

www.rubinmedical.se