

Det tryggaste valet inom diabetesvård

Vi på Rubin Medical är specialister på diabetes typ 1 och vårt mål är att vara det tryggaste valet inom diabetesvård. Vi gör vårt arbete med stort hjärta och vi sätter alltid kundens behov i fokus. Som användare får du det bästa av två världar: det mindre företags personliga service och trygghet tillsammans med den kvalitet och ständiga utveckling som kännetecknar ett globalt spjutspetsföretag.

Vårt erbjudande är förstklassiga diabeteshjälpmedel och tillbehör i kombination med bästa möjliga kundservice och vi utvecklar kontinuerligt vårt sortiment för att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård. Mer om diabetes och om alla våra produkter hittar du på vår webbplats.

För senaste nytt, bli en del av vår community på
facebook.com/rubinmedical

Kundsupport vardagar 8–16.30: **040-15 54 80**
Teknisk pumpsupport dygnet runt: **044-330 220**

www.rubinmedical.se

© 2021 Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care är ett registrerat varumärke och t:slim X2™, Basal-IQ™, Control-IQ™, Micro delivery™, t:case™, t:holster™ och t:lock™ är varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care Inc. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare.

t:slim X2™
Insulin Pump

SE-1302-210322



Tandem t:slim X2 insulinpump och tillbehör

System designat för enkelhet och kontroll

- Mjukvara som enkelt kan uppdateras via dator
- Basal-IQ™-teknologi eller Control-IQ™-teknologi utifrån behov
- Integrerad med Dexcom CGM-system och följarfunktion
- Överskådlig och självinstruerande touchscreen i färg
- Miljövänlig med laddningsbart batteri
- Trygghet med kundsupport dygnet runt



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1002684	Tandem t:slim X2™ Insulinpump	1
1002684s	Tandem t:slim X2™ Insulinpump inkl CGM startkit	1
1006419	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Basal-IQ™-teknologi 6.4.1	1
1006419s	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Basal-IQ™-teknologi 6.4.1 inkl CGM startkit	1
1005611	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi	1
1005611s	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi inkl CGM startkit	1

Mjukvaruuppdatering till Basal-IQ-teknologi och Control-IQ-teknologi beställs via separat beställningsblankett från Rubin Medical.*

*Gäller inom garantitiden.

Tillbehör

Reservoarer

En del av pumpens baksida utgörs av reservoaren som bör bytas varannan till var tredje dag.

- Rymmer 300 enheter
- Insulinet doseras med hög precision via Tandems unika Micro Delivery™-teknologi
- t:lock™ används tillsammans med Tandems infusionsset



Artikelnummer	Apotekets varunummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1002541	739068	Tandem t:slim™ Cartridge t:lock	10

Bärsystem




Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1000685	Tandem t:case™ Pump Case, Black	1
1000686	Tandem t:case™ Pump Case, Purple	1
1000687	Tandem t:case™ Pump Case, Blue	1
1000688	Tandem t:case™ Pump Case, Pink	1
1000690	Tandem t:case™ Pump Case, Turquoise	1
1000692	Tandem t:case™ Pump Case, Olive Fatigue	1
1005726	Tandem t:holster™ rotatable belt clip	1

CGM

Tandem t:slim X2™ insulinpump är integrerad med CGM-systemet Dexcom.

- Sensorn appliceras under huden och mäter glukosnivån i vävnadsvätskan
- Sensorvärden sänds trådlöst till pumpen och en smartphone



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
STS-GF-004	Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM Sensor Kit	4
STT-GF-004	Dexcom G5 Mobile Transmitter Kit	1
DEX-G5-3M	Dexcom G5 Mobile Tandem Kit 3 mån	1
DEX-G6-3M	Dexcom G6 Tandem Kit 3 mån	1
STT-GS-003	Dexcom G6 Transmitter Kit	1
STS-GS-003	Dexcom G6 Sensor Kit 3-pack	3

Pumptillbehör



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
004113	Tandem t:slim™ USB Cable	1
007866	Tandem t:slim™ Wall Power USB Adapter	1
003934	Tandem t:slim™ Car Power USB Adapter	1
005627	Tandem USB Door Replacement	2
1001553	Tandem Pump Screen Protector	2
004979	Tandem Cartridge Removal Tool	2