


Instruktion vid problem med inloggning i Tandem t:slim Mobilapp – Android

Vi har märkt att det kan uppstå problem med att logga in på Tandem t:slim Mobilapp om man använder annan webbläsare än **Microsoft Edge**. Inställningarna i din Androidtelefon kan påverka så att en annan webbläsare öppnas automatiskt. För att lösa problemet behöver du ändra standardwebbläsare i din mobiltelefon.


Se nedan instruktion för hur du ändrar standardwebbläsaren för App till Microsoft Edge:

Notera att instruktionen är gjord med Samsung S23, Android 16, så mindre skillnader kan finnas


- Gå in på "Inställningar" i mobilen.
- Scrolla ner och tryck på "Appar":



- Tryck på "Välj standardappar":



- Tryck på "Webbläsarapp":



- Och ändra till "Edge":

