

# Lär känna våra infusionsset

## Allt-i-ett-set

### inset® II och inset® 30

Båda infusionsseten är enkla att använda.

Är användaren aktiv (t.ex. barn) och/eller har lite underhudsfett kan inset® 30 vara att föredra.



#### inset® II

Enhandsapplicering med inset® II, det första raka allt-i-ett setet.



#### inset® 30

Enhandsapplicering med inset® 30, det första och enda vinklade allt-i-ett setet.

## Manuella set

### contact® detach och comfort® / comfort® short

Med manuella set sköter patienten appliceringen själv.

Är användaren aktiv (t.ex. barn) och/eller har lite underhudsfett kan comfort® vara att föredra.



#### contact® detach

Ett alternativ för personer med Teflonallergi eller synskada.



#### comfort® och comfort® short

Ett alternativ för patienter som föredrar ett manuellt vinklat set.

	inset® II	inset® 30	contact® detach	comfort® / comfort® short
<b>Kanyl</b>	Mjuk	Mjuk	Stål	Mjuk
<b>Appliceringsvinkel</b>	Rak (90°)	Vinklad (30°)	Rak (90°)	Vinklad (20–45°)
<b>Koppla från</b>	vid appliceringsplatsen	vid appliceringsplatsen	separat ställe	vid appliceringsplatsen
<b>Självhäftande tejp</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Appliceringsmetod</b>	Integrerad inserter	Integrerad inserter	Manuell	Manuell
<b>Slanglängd</b>	60 cm 110 cm (grå)	60 cm 110 cm (grå)	60 cm	60 cm 110 cm
<b>Kanyllängder</b>	6 mm och 9 mm	13 mm	6 mm och 8 mm	17 mm och 13 mm
<b>Färger</b>	Rosa, blå, grå	Rosa, blå, grå	Vit	Vit

SE-1036-140822