

Vi hjelper pasienter med å yte sitt beste med våre infusjonssett

**Velg mellom sett av typen alt-i-ett og manuelle sett**



# Det rette infusjonssettet kan gjøre en stor forskjell for pasienter som pumper

Et komfortabelt infusjonssett er viktig for pumpeopplevelsen. Ettersom pasientene kommer i alle former og størrelser, er det nyttig at infusjonssettene også gjør det.

## Sett av typen alt-i-ett

inset<sup>®</sup> II og inset<sup>®</sup> 30 kombinerer innsetter og infusjonssett i en enkel, bærbar enhet. De er derfor veldig enkle å bytte.

## Manuelle sett

Med manuelle sett har pasienten kontroll over innsettingen. contact<sup>®</sup> detach kan være en hjelp for pasienter som har nedsatt syn eller som er allergiske for teflon. comfort<sup>®</sup> og comfort<sup>®</sup> short er alternativer for pasienter som foretrekker et manuelt vinklet sett.

## Oversikt over infusjonssett

	inset <sup>®</sup> II	inset <sup>®</sup> 30	contact <sup>®</sup> detach	comfort <sup>®</sup> / comfort <sup>®</sup> short
Kanyle	Myk	Myk	Stål	Myk
Innsetting	Rett (90°)	Skrå innsetting	Rett (90°)	Skrå innsetting
Frakobling	På stedet	På stedet	Separat sted	På stedet
Plaster	Ja	Ja	Ja	Ja
Innsettingsmetode	Integrert innsetter	Integrert innsetter	Manuelt	Manuelt
Slangelengde	60 cm 110 cm (grå)	60 cm 110 cm (grå)	60 cm	60 cm 110 cm
Kanylelengder	6 og 9 mm	13 mm	6 og 8 mm	17 og 13 mm
Tilgjengelige farger	Rosa, blå, grå	Rosa, blå, grå	Hvit	Hvit

# Møt våre sett av typen alt-i-ett **inset<sup>®</sup> II og inset<sup>®</sup> 30**

Begge infusjonssett kan brukes av nesten alle. Aktive personer eller de som har lite fettvev kan foretrekke inset<sup>®</sup> 30.

## inset<sup>®</sup> II og inset<sup>®</sup> 30 – to fremragende valg

- **Bekvemt:** Krever ingen separat innsetter – infusjonssettet og innsetteren leveres som en forhåndsladet enhet, slik at pasienten kan skifte den med en hånd\*
- **Brukervennlig:** Automatisk innsetting av infusjonssettet, takket være innsetteren
- **Sikkert:** Holdes på plass av sterk tape
- **Funksjonell:** Koble fra på stedet – med et hørbart klikk for sikker gjentilkobling
- **Praktisk:** Enkel pakning å bære med seg
- **Fleksibel:** Virker med alle insulinpumper som har en standard luerkobling†

### inset<sup>®</sup> II

Enhåndsapplisering\* med inset<sup>®</sup> II, det første rette alt-i-ett set.



### inset<sup>®</sup> 30

Enhåndsapplisering\* med inset<sup>®</sup> 30, det første och eneste vinklede alt-i-ett set.



# Møt vårt manuelle stålsett – **contact<sup>®</sup> detach**

Infusjonssettet egner seg for personer med allergi mot teflon eller med nedsatt syn.

## contact<sup>®</sup> detach – et fremragende alternativ

- **Diskret:** Det flateste infusjonssettet i stål fra Unomedical
- **Sikkert:** Holdes på plass av et sterkt plaster
- **Praktisk:** Koble fra på stedet – med et hørbart klikk for sikker gjentilkobling
- **Fleksibel:** De virker med alle vesentlige insulinpumper som har en standard luerkobling†

### contact<sup>®</sup> detach

Egner seg for pasienter med nedsatt syn eller allergi mot teflon.



\* Plassering og innsetting av både inset<sup>®</sup> II og inset<sup>®</sup> 30 kan gjøres med en hånd. Når du fjerner innsetningsnålen, krever inset<sup>®</sup> 30 at du holder settet på plass med den andre hånden.

† Ekskluderer pumper som ikke bruker infusjonssett med luerlås kobling. Spesialreservoar fra Applied Diabetes Research (ADR) kreves for bruk med Medtronic Paradigm<sup>®</sup> 511, 512, 515, 522, 554 (Veo<sup>™</sup>), 712, 715, 722 og 754 (Veo<sup>™</sup>) pumper.

Telefon pumpesupport: 480 80 830

Les mer på: [www.rubinmedical.no](http://www.rubinmedical.no)

Alle andre produktnavn og varemerker tilhører sine respektive eiere.

AN12-1896A, © 2013 Animas Corporation 2013/01 NO

RM/INF.SET/130625/NO