

Våra infusionsset kan hjälpa dina patienter att prestera på topp

**Välj mellan allt-i-ett set  
eller manuella set**



# Rätt infusionsset kan vara det absolut viktigaste för patienter som använder pump

Ett bekvämt infusionsset är viktigt för att pumpanvändningen ska fungera på ett optimalt sätt. Eftersom det finns patienter med olika behov och förutsättningar är det viktigt att du hjälper dem välja rätt.

## Allt-i-ett set

I inset® II och inset® 30 har man integrerat inserter och infusionsset till en enda, bärbar enhet, så att det vid behov kan bytas på ett ögonblick.

## Manuella set

Patienten sköter appliceringen av de manuella seten. Ett alternativ för patienter med nedsatt syn eller teflonallergi kan vara contact® detach. För patienter som föredrar ett manuellt set med vinklad applicering är comfort® och comfort® short bra alternativ.

## Infusionsset – översikt

	inset® II	inset® 30	contact® detach	comfort® / comfort® short
<b>Kanyl</b>	Mjuk	Mjuk	Stål	Mjuk
<b>Appliceringsvinkel</b>	Rak (90°)	Vinklad	Rak (90°)	Vinklad
<b>Koppla från</b>	Vid appliceringsplatsen	Vid appliceringsplatsen	Separat plats	Vid appliceringsplatsen
<b>Självhäftande</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Appliceringsmetod</b>	Inbyggd inserter	Inbyggd inserter	Manuell	Manuell
<b>Slanglängd</b>	60 cm 110 cm (grå)	60 cm 110 cm (grå)	60 cm	60 cm 110 cm
<b>Kanyllängder</b>	6 och 9 mm	13 mm	6 och 8 mm	17 och 13 mm
<b>Färger</b>	Rosa, blå, grå	Rosa, blå, grå	Vit	Vit

# Lär känna våra allt-i-ett set **inset<sup>®</sup> II och inset<sup>®</sup> 30**

Båda infusionsseten kan användas av i stort sett alla. Aktiva personer eller de som har ett tunt lager fettvävnad brukar föredra inset<sup>®</sup> 30.

## inset<sup>®</sup> II och inset<sup>®</sup> 30 – två utmärkta val

- **Bekväma:** Ingen separat inserter behövs – infusionsset och inserter levereras som en enda förladdad enhet, så att din patient enkelt kan applicera den med en hand\*
- **Enkla att hantera:** Automatisk applicering av infusionssetet tack vare insertern
- **Säkra:** Hålls på plats med en kraftigt självhäftande tejp
- **Funktionella:** Frånkopplingsfunktion, med ett hörbart klick för säker återanslutning
- **Praktiska:** Smidig förpackning som är lätt att bära med sig
- **Flexibla:** De fungerar tillsammans med alla typer av insulinpumpar som har en reservoar med standard luer-lock koppling†

### inset<sup>®</sup> II

Enhandsapplicering\* med inset<sup>®</sup> II, det första, raka allt-i-ett set.



### inset<sup>®</sup> 30

Enhandsapplicering\* med inset<sup>®</sup> 30, det första och enda vinklade allt-i-ett set.



# Lär känna vårt manuella stålset – **contact<sup>®</sup> detach**

Infusionssetet är ett alternativ för personer med teflonallergi eller nedsatt syn.

## contact<sup>®</sup> detach – ett mycket bra alternativ

- **Bekvämt:** Den tunnaste stål nålen, 29 G, från Unomedical
- **Säkert:** Hålls på plats med en kraftigt självhäftande tejp
- **Funktionellt:** Frånkopplingsfunktion, med ett hörbart klick för säker återanslutning
- **Flexibelt:** Fungerar tillsammans med alla typer av insulinpumpar som har en reservoar med standard luer-lock koppling†

### contact<sup>®</sup> detach

Ett alternativ för patienter med nedsatt syn eller teflonallergi.



\* Placering och applicering av både inset<sup>®</sup> II och inset<sup>®</sup> 30 kan göras med en hand. När mandrängen dras ut ska inset<sup>®</sup> 30-setet hållas på plats med den andra handen.

† Pumpar som använder reservoar utan luerlockkoppling är undantagna. Speciell reservoar från Applied Diabetes Research (ADR) krävs vid användning med pumparna Medtronic Paradigm<sup>®</sup> 511, 512, 515, 522, 554 (Veo™), 712, 715, 722 och 754 (Veo™).