



## Nu byter vi koppling på infusionsset och reservoar!

Dina gamla infusionsset med luer lock kommer att utgå. Det innebär att du kommer att få nya infusionsset och reservoarer med t:lock koppling.

### Nu med t:lock-koppling

Den nya t:lock-kopplingen är designad för att ge en effektivare hantering när man fyller slangen. Den nya designen:




*minskar den tid som krävs för att fylla slangen med 30 sekunder*




*reducerar den mängd insulin som går åt för att fylla slangen med 4,4 enheter*

KOPPLINGAR I GENOMSKÄRNING



KOPPLING OCH INNERDIAMETER



## Nu byter vi koppling på infusionsset och reservoar!

När du får dina nya infusionsset och reservoarer kontrollera så att de har t:lock koppling och passar tillsammans. Du kan inte använda luer lock och t:lock tillsammans. I de flesta fall är seten identiska och bara varumärket och kopplingen till reservoaren skiljer dem åt. I tabellen nedan hittar du Tandems infusionsset med t:lock som motsvarar ditt gamla Animas infusionsset.

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Infusionsset Tandem	Infusionsset Animas
1002817	739060	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Grå	205425 Animas Inset II 6/60cm, Grå
1002818	739061	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/110 cm, t:lock, Grå	205426 Animas Inset II 6/110cm, Grå
1002819	739062	Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Grå	205428 Animas Inset II 9/60cm, Grå
1002820	739063	Tandem AutoSoft 90, 9 mm/110 cm, t:lock, Grå	205429 Animas Inset II 9/110cm, Grå
1002821	739066	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Rosa	205421 Animas Inset II 6/60cm, Rosa
1002822	739067	Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Rosa	205423 Animas Inset II 9/60cm, Rosa
1002823	739064	Tandem AutoSoft 90, 6 mm/60 cm, t:lock, Blå	205416 Animas Inset II 6/60cm, Blå
1002824	739065	Tandem AutoSoft 90, 9 mm/60 cm, t:lock, Blå	205418 Animas Inset II 9/60cm, Blå
1002825	739070	Tandem AutoSoft 30, 13 mm/60 cm, t:lock	220196 Animas Inset 30 13/60cm, Grå
1002826	739071	Tandem AutoSoft 30, 13 mm/110 cm, t:lock	220197 Animas Inset 30 13/110cm, Grå
1002827	739074	Tandem VariSoft, 13 mm/60 cm, t:lock	203965 Animas Set Comfort Short 60cm
1002830	739072	Tandem VariSoft, 17 mm/60 cm, t:lock	202014 Animas Set Comfort 60cm
1002832	739073	Tandem VariSoft, 17 mm/110 cm, t:lock	202015 Animas Set Comfort 110cm
1002833	739076	Tandem TruSteel, 6 mm/60 cm, t:lock	220187 Animas Contact-D 6/60cm
1002835	739077	Tandem TruSteel, 8 mm/60 cm, t:lock	220189 Animas Contact-D 8/60cm