



Funktioner – kontrollera standardinställningarna och ändra vid behov

FUNKTION	STANDARD	ÄNDRA INSTÄLLNINGEN
Låg insulinnivå	<input type="checkbox"/> 20 E	<input type="checkbox"/> ____ E (10-40 E)
Auto Av	<input type="checkbox"/> PÅ, 12 tim	<input type="checkbox"/> ____ tim (5-24 tim) eller <input type="checkbox"/> AV
Snabbolus <i>Manuell bolus med tryck på startknappen</i>	<input type="checkbox"/> AV	<input type="checkbox"/> Gram KH. Välj steg/tryck <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 eller <input type="checkbox"/> E insulin. Välj steg/tryck <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5
Max Bolus	<input type="checkbox"/> 10 E	<input type="checkbox"/> ____ E
Max Basal	<input type="checkbox"/> 3 E/tim	<input type="checkbox"/> ____ E/tim

#### MÅLSÄTTNING MED DENNA PUMPSTART

--

#### AKTUELL NEDLADDNING - RESULTAT UNDER 14 DAGAR

Medelvärde:	Standard deviation:
Specifik problematik att lösa:	

#### CGM

Användande av påminnelse (alert): <input type="checkbox"/> Högt värde ____ <input type="checkbox"/> Lågt värde ____ <input type="checkbox"/> Hastighet ____		
Åtgärd planerad vid följande höga värde: ____	Användande av följarfunktion: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Genomgång av justering med stöd av trendpilar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Genomgång av 1 tim graf – trendpil/värde: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

#### ALGORITM

Basal-IQ™-teknologi: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV	Control-IQ™-teknologi: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV
Stoppa varning: <input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV	Vikt:
Återuppta varning: <input type="checkbox"/> PÅ <input type="checkbox"/> AV	Totalt dagligt insulin:

#### PLANERAD UPPFÖLJNING

Uppföljning datum och tid:
----------------------------

#### ÖVRIGA KOMMENTARER

--

#### UNDERSKRIFT AVSEENDE PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Underskrift	Datum (År-Månad-Dag)
-------------	----------------------