



Tandem t:slim X2™ insulinpump och tillbehör

- Mjukvara som enkelt kan uppdateras via dator
- Basal-IQ™-teknologi eller Control-IQ™-teknologi utifrån behov
- Kalibreringsfritt system tillsammans med Dexcom CGM
- Överskådlig och självinstruerande touchscreen i färg
- Miljövänlig med laddningsbart batteri
- Trygghet med kundsupport dygnet runt

Insulinpump Tandem t:slim X2™

Artikel-nummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1006419	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Basal-IQ™-teknologi	1 st t:slim X2™ Insulinpump, Basal-IQ-teknologi 1 st t:case Pump Case, Black 1 st t:slim™ USB Cable 1 st t:slim™ Wall Power USB Adapter 1 st Cartridge Removal Tool 1 st Bruksanvisning
1006419s	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Basal-IQ™-teknologi inkl CGM startkit	1 st t:slim X2™ Insulinpump, Basal-IQ-teknologi 1 st t:case Pump Case, Black 1 st t:slim™ USB Cable 1 st t:slim™ Wall Power USB Adapter 1 st Cartridge Removal Tool 1 st Bruksanvisning 1 st Dexcom G6 Transmitter Kit 1 st Dexcom G6 Sensor Kit 3-pack
1005611	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi	1 st t:slim X2™ Insulinpump, Control-IQ-teknologi 1 st t:case Pump Case, Black 1 st t:slim™ USB Cable 1 st t:slim™ Wall Power USB Adapter 1 st Cartridge Removal Tool 1 st Bruksanvisning
1005611s	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi inkl CGM startkit (G6)	1 st t:slim X2™ Insulinpump, Control-IQ™-teknologi 1 st t:case Pump Case, Black 1 st t:slim™ USB Cable 1 st t:slim™ Wall Power USB Adapter 1 st Cartridge Removal Tool 1 st Bruksanvisning 1 st Dexcom G6 Transmitter Kit 1 st Dexcom G6 Sensor Kit 3-pack
105611s-G7	Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi inkl CGM startkit (G7)	1 st t:slim X2™ Insulinpump, Control-IQ™-teknologi 1 st t:case Pump Case, Black 1 st t:slim™ USB Cable 1 st t:slim™ Wall Power USB Adapter 1 st Cartridge Removal Tool 1 st Bruksanvisning 1 st Dexcom G7 Sensor 30 days
1006811	Control-IQ™ – TDU update Mjukvara för uppdatering till Control-IQ™-teknologi	1

Mjukvaruuppdatering till Basal-IQ-teknologi och Control-IQ-teknologi beställs via separat blankett från Rubin Medical.*
*Gäller inom garantitiden.

- Förvaring: Förvara pumpen skyddad när den inte är i bruk. Förvara i temperaturer mellan -20°C och 60°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 20% och 90%.
- Garantitid: 4 år.
- Steril: Nej.
- Rengöring: Använd en fuktig luddfri trasa när du rengör pumpen. Kan rengöras med mildt rengöringsmedel. Ska inte sänkas ner i vatten vid rengöring.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Avsedd för användning på enskild patient.
- Material: Blandat.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.



t:slim X2™
Insulin Pump

Tillbehör

Bärsystem



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1000685	Tandem t:case™ Pump Case, Black	1
1000686	Tandem t:case™ Pump Case, Purple	1
1000687	Tandem t:case™ Pump Case, Blue	1
1000688	Tandem t:case™ Pump Case, Pink	1
1000690	Tandem t:case™ Pump Case, Turquoise	1
1000692	Tandem t:case™ Pump Case, Olive Fatigue	1
1005726	Tandem t:holster™ rotatable belt clip	1

- Förvaring: Förvara i temperaturer mellan -20°C och 60°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 20% och 90%.
- Steril: Nej.
- Rengöring: Använd en fuktig luftfri trasa. Kan rengöras med mildt rengöringsmedel.
- Engångs/flergångs: Flergångs.
- Material: Plast och metall.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

Reservoar

En del av pumpens baksida utgörs av reservoaren som bör bytas varannan till var tredje dag.

- Rymmer 300 enheter.
- Insulinet doseras med hög precision via Tandems unika Micro Delivery™-teknologi.
- t:lock™ används tillsammans med Tandems infusionsset.



Artikelnummer	Apotekets varunummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1002541	739068	Tandem t:slim™ Cartridge t:lock	10

- Förvaring: Lagra reservoaren utan insulin i en temperatur på mellan -20°C och 60°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 20% och 90%.
- Hållbarhet: 2 år.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

CGM – Dexcom G6

Tandem t:slim X2™ insulinpump är integrerad med CGM-systemet Dexcom.

- Sensorn appliceras under huden och mäter glukosnivån i vävnadsvätskan.
- Sensorvärden sänds trådlöst till pumpen och en smartphone.



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
DEX-G6-3M	Dexcom G6 Tandem Kit 3 mån	1
STT-GS-003	Dexcom G6 Transmitter Kit	1
STS-GS-003	Dexcom G6 Sensor Kit 3-pack	3

- Förvaring: Du kan förvara din sensor i rumstemperatur eller i ditt kylskåp – så länge temperaturen är mellan 2°C och 30°C. Förvara inte sensorer i frysen.
- Hållbarhet: Sensor 18 månader. Sändare 12 månader.
- Användningstid: Sensor 10 dagar. Sändare 90 dagar.
- Steril: Sensor Ja. Sändare Nej.
- Rengöring: När man byter sensor ska man rengöra sändaren med alkoholservetter.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Sensor engångs, sändare flergångs.
- Material: Blandmaterial.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

CGM – Dexcom G7

Tandem t:slim X2™ insulinpump är integrerad med CGM-systemet Dexcom.

- Sensorn appliceras under huden och mäter glukosnivån i vävnadsvätskan.
- Sensorvärden sänds trådlöst till pumpen och en smartphone.



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
STP-GT-002	Dexcom G7 Sensor 10 days	1
DEX-G7-1M	Dexcom G7 Sensor 30 days	3
DEX-G7-3M	Dexcom G7 Sensor 90 days	9

- Förvaring: Du kan förvara din sensor i rumstemperatur eller i ditt kylskåp – så länge temperaturen är mellan 2°C och 30°C. Förvara inte sensorer i frysen.
- Hållbarhet: Sensor 18 månader.
- Användningstid: Sensor 10 dagar och 12 extratimmar.
- Steril: Sensor Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Blandmaterial.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

Tandem infusionsset


AutoSoft™ 90

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, rak kanyl

AutoSoft 90 är vårt populäraste allt-i-ett set. Den mjuka raka kanylen med integrerad inserter gör enhandsapplicering snabb och enkel även där det kan vara svårt att nå. AutoSoft 90 finns i blått, rosa och grått.

- Vändbar koppling gör återanslutningen enkel.
- Frånkoppling underlättas tack vare anslutningens stora greppområde.

	Artikelnummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvoly	Antal/förp
GRÅ	1002817	739060	6 mm	60 cm	0.3E	10
	1002818	739061	6 mm	110 cm	0.3E	10
	1002819	739062	9 mm	60 cm	0.5E	10
	1002820	739063	9 mm	110 cm	0.5E	10
ROSA	1002821	739066	6 mm	60 cm	0.3E	10
	1002822	739067	9 mm	60 cm	0.5E	10
BLÅ	1002823	739064	6 mm	60 cm	0.3E	10
	1002824	739065	9 mm	60 cm	0.5E	10



- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

AutoSoft™ 30

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, vinklad kanyl

AutoSoft 30 är ett vinklat infusionsset med integrerad inserter. Insertern gör den enkel att applicera och säkerställer 30 graders vinkel. Den har en låg profil som gör den diskret och den vändbara kopplingen gör återanslutningen snabb och enkel.

- Genomskinligt fönster för visuell inspektion av stickstället.
- Favorit hos personer med ett tunt lager underhudsfett.

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvoly	Antal/förp
1002825	739070	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002826	739071	13 mm	110 cm	0.7E	10

- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.



VariSoft™

Infusionsset med mjuk, vinklad kanyl

VariSoft är samma infusionsset som AutoSoft 30 men med manuell applicering utan inserter. Det ger användaren möjlighet att välja appliceringsvinkel (20-45 grader).

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvoly	Antal/förp
1002827	739074	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002830	739072	17 mm	60 cm	0.7E	10
1002832	739073	17 mm	110 cm	0.7E	10

- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

20°-45°
Mjuk



TruSteel™

Infusionsset med rak stålkanyl

TruSteel har en mycket tunn och rak stålnål (29 G). Detta infusionsset är utvecklat för dig som föredrar pålitligheten i ett stålset men inte vill kompromissa med bekvämligheten. Skarvkoppling på en extra självhäftande fästpunkt ger ett extra skydd mot att nålen oavsiktligt dras ut. TruSteel är enkelt, säkert och ett bra val för dig som reagerar mot plastkanyler.

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvolym	Antal/förp
1002833	739076	6 mm	60 cm	0E	10
1002835	739077	8 mm	60 cm	0E	10

- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.



Vi hjälper människor till en tryggare vardag

Med diabeteshjälpmiddel från världsledande tillverkare och ett team av hängivna medarbetare är vi på Rubin Medical stolta över att kunna hjälpa en stor grupp människor till en enklare och tryggare vardag.

Våra produkter förskrivs alltid genom vården och vi har täta samarbeten med diabetesmottagningar i hela Sverige. Instruktionsfilmer, användarberättelser, frågor och svar om våra produkter och mycket mer hittar du på www.rubinmedical.se

Kundsupport vardagar 8–16.30: **040-15 54 80**

Teknisk pumpsupport dygnet runt: **044-330 220**

www.rubinmedical.se