



Tandem Mobi System och Tandem t:slim X2 insulinpump samt tillbehör

- Automatiska justeringar med Control-IQ+ teknologi
- Mobilappar för kontroll och dosering via smartphone
- Mjukvara som enkelt kan uppdateras via dator
- Analysverktyget Tandem Source för analys och uppdatering
- Trygghet med kundsupport dygnet runt


Insulinpumparna Tandem t:slim X2 och Tandem Mobi System

Artikel-nummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1016912	Tandem Mobi System Control-IQ+ teknologi	1st. Tandem Mobi, Control-IQ+ 1st. Charging pad 1st. USB Cable 1st. Charger, AC, Wall Mount, USB Out, 12W, Tandem Mob 2st. Adhesive sleeve 1st. Case, Tandem Mobi 1st. Bruksanvisning
1016946	Tandem t:slim X2 Insulinpump Control-IQ+ teknologi	1 st t:slim X2 Insulinpump, Control-IQ+ teknologi 1 st t:case Pump Case, Black 1 st t:slim USB Cable 1 st t:slim Wall Power USB Adapter 1 st Cartridge Removal Tool 1 st Bruksanvisning
1006811	Mjukvara för uppdatering till Control-IQ+ teknologi*	1

Mjukvaruuppdatering till Control-IQ+ teknologi beställs via separat blankett från Rubin Medical.*

*Gäller inom garantitiden och kostnad tillkommer.

- Förvaring: Förvara pumpen skyddad när den inte är i bruk. Förvara i temperaturer mellan -20°C och 60°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 20% och 90%.
- Garantitid: 4 år.
- Steril: Nej.
- Rengöring: Använd en fuktig luddfri trasa när du rengör pumpen. Kan rengöras med mildt rengöringsmedel. Ska inte sänkas ner i vatten vid rengöring.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Avsedd för användning på enskild patient.
- Material: Blandat.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.



Tandem t:slim X2 Insulinpump



Tandem Mobi

Tillbehör

Bärsystem



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1017264	Tandem Mob Case, Black	1
1017477	Adhesive Sleeve, 10 Pack, Tandem Mobi	10
1000685	Tandem t:case Pump Case, Black	1
1000686	Tandem t:case Pump Case, Purple	1
1000687	Tandem t:case Pump Case, Blue	1
1000688	Tandem t:case Pump Case, Pink	1
1000690	Tandem t:case Pump Case, Turquoise	1
1000692	Tandem t:case Pump Case, Olive Fatigue	1
1005726	Tandem t:holster rotatable belt clip	1

- Förvaring: Förvara i temperaturer mellan -20°C och 60°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 20% och 90%.
- Steril: Nej.
- Rengöring: Använd en fuktig luddfri trasa. Kan rengöras med mildt rengöringsmedel.
- Engångs/flergångs: Flergångs.
- Material: Plast och metall.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

Reservoar

En del av pumpens baksida utgörs av reservoaren som bör bytas varannan till var tredje dag.

- Rymmer 300 enheter.
- t:lock används tillsammans med Tandems infusionsset.
- Reservoaren till Tandem t:slim X2 doserar insulinet med hög precision via Tandems unika Micro Delivery-teknologi.



Artikelnummer	Apotekets varunummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1015212	732796	Tandem Mobi 2ml Cartridge	10
1013858	739068	Tandem t:slim Cartridge t:lock	10

- Förvaring: Lagra reservoaren utan insulin i en temperatur på mellan -20°C och 60°C och i en relativ luftfuktighet på mellan 20% och 90%.
- Hållbarhet: 2 år.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

CGM – Dexcom G7

Tandem t:slim X2 insulinpump är integrerad med CGM-systemet Dexcom.

- Sensorn appliceras under huden och mäter glukosnivån i vävnadsvätskan.
- Sensorvärden sänds trådlöst till pumpen och en smartphone.



Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
STP-GT-002	Dexcom G7 Sensor 10 days	1

- Förvaring: Du kan förvara din sensor i rumstemperatur eller i ditt kylskåp – så länge temperaturen är mellan 2°C och 30°C. Förvara inte sensorer i frysen.
- Hållbarhet: Sensor 18 månader.
- Användningstid: Sensor 10 dagar och 12 extratimmar.
- Steril: Sensor Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Blandmaterial.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.


Pumptillbehör



1018263
004113



1012885



1001553



1012882



1018265 007866



1018262

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Antal i förpackning
1018262	Charging Pad, Tandem Mobi	1
1018263	USB Cable, 1.5m, Type A to C, Shielded, Tandem Mobi	1
1018265	Charger, AC, Wall Mount, USB Out, 12W, Tandem Mobi	1
004113	Tandem t:slim USB Cable	1
007866	Tandem t:slim Wall Power USB Adapter	1
1012885	Tandem USB Door Replacement	1
1001553	Tandem Pump Screen Protector	2
1012882	Tandem Cartridge Removal Tool	1

- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

Tandem infusionsset

AutoSoft 90

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, rak kanyl

AutoSoft 90 är vårt populäraste allt-i-ett set. Den mjuka raka kanylen med integrerad inserter gör enhandsapplicering snabb och enkel även där det kan vara svårt att nå.

- Vändbar koppling gör återanslutningen enkel.
- Frånkoppling underlättas tack vare anslutningens stora greppområde.

	Artikelnummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvoly	Antal/förp
GRÅ	1014321	732795	6 mm	12,7 cm	0.3E	10
	1002817	739060	6 mm	60 cm	0.3E	10
	1002818	739061	6 mm	110 cm	0.3E	10
	1002819	739062	9 mm	60 cm	0.5E	10
	1002820	739063	9 mm	110 cm	0.5E	10



AutoSoft 30

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, vinklad kanyl

AutoSoft 30 är ett vinklat infusionsset med integrerad inserter. Insertern gör den enkel att applicera och säkerställer 30 graders vinkel. Den har en låg profil som gör den diskret och den vändbara kopplingen gör återanslutningen snabb och enkel.

- Genomskinligt fönster för visuell inspektion av stickstället.
- Favorit hos personer med ett tunt lager underhuds fett.

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvoly	Antal/förp
1002825	739070	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002826	739071	13 mm	110 cm	0.7E	10

- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.



VariSoft

Infusionsset med mjuk, vinklad kanyl

VariSoft är samma infusionsset som AutoSoft 30 men med manuell applicering utan inserter. Det ger användaren möjlighet att välja appliceringsvinkel (20-45 grader).

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvoly	Antal/förp
1002827	739074	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002830	739072	17 mm	60 cm	0.7E	10
1002832	739073	17 mm	110 cm	0.7E	10

- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.

20°–45°
Mjuk



TruSteel

Infusionsset med rak stålkanyl

TruSteel har en mycket tunn och rak stål nål (29 G). Detta infusionsset är utvecklat för dig som föredrar pålitligheten i ett stålset men inte vill kompromissa med bekvämligheten. Skarvkoppling på en extra självhäftande fästpunkt ger ett extra skydd mot att nålen oavsiktligt dras ut. TruSteel är enkelt, säkert och ett bra val för dig som reagerar mot plastkanylar.

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvolym	Antal/förp
1002833	739076	6 mm	60 cm	0 E	10
1002835	739077	8 mm	60 cm	0 E	10

- Förvaring: Förvara infusionsseten på en sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara inte infusionsseten i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.
- Hållbarhet: 35 månader.
- Steril: Ja.
- Rengöring: NA.
- CE-märkning: Ja.
- Engångs/flergångs: Engångs.
- Material: Plast med hudvänlig häfta. PVC-fri och ftalatfri.
- Återvinning emballage: Papp i pappersåtervinning. Plast i plaståtervinning.



Vi hjälper människor till en tryggare vardag

Med diabeteshjälpmiddel från världsledande tillverkare och ett team av hängivna medarbetare är vi på Rubin Medical stolta över att kunna hjälpa en stor grupp människor till en enklare och tryggare vardag.

Våra produkter förskrivs alltid genom vården och vi har täta samarbeten med diabetesmottagningar i hela Sverige. Instruktionsfilmer, användarberättelser, frågor och svar om våra produkter och mycket mer hittar du på www.rubinmedical.se

Teknisk support tisdagar och onsdagar 08.00-19.00

Övriga vardagar 08.00-16.00: **040-15 54 80**

Övrig tid teknisk pumpsupport: **044-330 220**

www.rubinmedical.se