

Tandem **infusionsset**

Ett bekvämt infusionsset är viktigt. Här hittar du ett stort urval av olika infusionsset med unik t:lock-koppling till Tandem t:slim X2™ insulinpump, anpassade för användarens behov och förutsättningar.



Hitta rätt infusionsset

Att hitta rätt infusionsset är viktigt för att pumpbehandlingen ska fungera på ett optimalt sätt. Därför erbjuder vi många olika alternativ.



AutoSoft™ 90

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, rak kanyl

AutoSoft 90 är vårt populäraste allt-i-ett set. Den mjuka raka kanylen med integrerad inserter gör enhandsapplicering snabb och enkel även där det kan vara svårt att nå. AutoSoft 90 finns i blått, rosa och grått.

- Vändbar koppling gör återanslutningen enkel
- Frånkoppling underlättas tack vare anslutningens stora greppområde

	Artikelnummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvolym	Antal/förp
GRÅ	1002817	739060	6 mm	60 cm	0.3 E	10
	1002818	739061	6 mm	110 cm	0.3 E	10
	1002819	739062	9 mm	60 cm	0.5 E	10
	1002820	739063	9 mm	110 cm	0.5 E	10
ROSA	1002821	739066	6 mm	60 cm	0.3 E	10
	1002822	739067	9 mm	60 cm	0.5 E	10
BLÅ	1002823	739064	6 mm	60 cm	0.3 E	10
	1002824	739065	9 mm	60 cm	0.5 E	10



90°

Mjuk

Integrerad inserter



AutoSoft™ 30

Komplett infusionsset med integrerad inserter och mjuk, vinklad kanyl

AutoSoft 30 är ett vinklat infusionsset med integrerad inserter. Insertern gör den enkel att applicera och säkerställer 30 graders vinkel. Den har en låg profil som gör den diskret och den vändbara kopplingen gör återanslutningen snabb och enkel.

- Genomskinligt fönster för visuell inspektion av stickstället
- Favorit hos personer med ett tunt lager underhudsfett

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvolym	Antal/förp
1002825	739070	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002826	739071	13 mm	110 cm	0.7E	10




VariSoft™

Infusionsset med mjuk, vinklad kanyl

VariSoft är samma infusionsset som AutoSoft 30 men med manuell applicering utan inserter. Det ger användaren möjlighet att välja appliceringsvinkel (20-45 grader).

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvolym	Antal/förp
1002827	739074	13 mm	60 cm	0.7E	10
1002830	739072	17 mm	60 cm	0.7E	10
1002832	739073	17 mm	110 cm	0.7E	10



TruSteel™

Infusionsset med rak stålkanyl

TruSteel har en mycket tunn och rak stålnål (29 G). Detta infusionsset är utvecklat för dig som föredrar pålitligheten i ett stålset men inte vill kompromissa med bekvämligheten. Skarvkoppling på en extra självhäftande fästpunkt ger ett extra skydd mot att nålen oavsiktligt dras ut. TruSteel är enkelt, säkert och ett bra val för dig som reagerar mot plastkanyler.

Artikel-nummer	Apotekets varunummer	Kanyllängd	Slanglängd	Kanylvolym	Antal/förp
1002833	739076	6 mm	60 cm	0E	10
1002835	739077	8 mm	60 cm	0E	10

Det tryggaste valet inom diabetesvård

Vi på Rubin Medical är specialister på typ 1-diabetes och vårt mål är att vara det tryggaste valet inom diabetesvård. Mer om diabetes och om alla våra produkter hittar du på vår webbplats.

För senaste nytt, bli en del av vår community på

[facebook.com/rubinmedical](https://www.facebook.com/rubinmedical)

Kundsupport vardagar 8–16.30: **040-15 54 80**

Teknisk pumpsupport övrig tid: **044-330 220**

www.rubinmedical.se

Viktig säkerhetsinformation: Infusionsseten är indicerade för subkutan tillförsel av insulin, som administreras av Tandem t:slim X2™ insulinpump. Insulinpumpen t:slim X2 är kompatibel med olika teknologier, det är en ACE-pump (alternate controlled enabled) och den är avsedd för subkutan tillförsel av insulin, med inställda och variabla basalhastigheter, för hantering av diabetes mellitus hos personer som behöver insulin. Pumpen kommunicerar pålitligt och säkert med kompatibla, digitalt anslutna enheter, inklusive automatiserad insulindoseringsprogramvara. Den tar emot och bekräftar kommandon från dessa enheter.

Användare av insulinpumpen t:slim X2 måste använda pumpen med alla systemkomponenter i enlighet med deras respektive bruksanvisning. De måste testa blodsocker enligt vårdgivarens rekommendationer och kunna räkna kolhydrater, upprätthålla tillräcklig egenvård för sin diabetes samt träffa sin vårdgivare regelbundet. Användaren ska ha tillräcklig syn och/eller hörsel för att kunna uppfatta och använda alla pumpfunktioner, inklusive varningar, larm samt påminnelser. Före MR, CT eller diatermi måste t:slim X2-pumpen, sändare och sensorn tas av. För ytterligare viktig säkerhetsinformation, besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2021 Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care är ett registrerat varumärke och Autosoft™, Truesteel™ och Varisoft™ är varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care Inc. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare.